

3M™ Coban™

Еластичен самозалепващ се бинт за поддръжка на превръзки, осигуряване на компресия и имобилизация на контузии.

- ✓ Осигурява равномерна компресия
- ✓ Следва контурите на тялото
- ✓ Въздухопропусклив бинт, устойчив на влага
- ✓ Олекотен, порест
- ✓ Не оставя следи по кожата
- ✓ Лесен за апликация
- ✓ За компресионни превръзки
- ✓ За защита на първични превръзки
- ✓ Увивни подложки с шини/шини за ръце
- ✓ Увиване на шини за крака следоперативно



Самозалепващият се бинт Coban е изработен от ламиниран нетекстилен материал и еластични влакна поставени надлъжно за осигуряване на еластичност. Бинтът съдържа слепващ материал, който осигурява залепването му към себе си, но не и към други материали или кожата.

Coban е отличен избор както за превръзки на ръце и крака, така и за превръзки на пръстите на крайниците. Въздухопропускливата му структура не позволява да се задържа пот върху мястото, на което е поставен.



Предлагани цветове:

Телесен, син, червен,
бял и жълт

Предлагани ширини в mm:

50, 75, 100, 150

Цялата дължина при разпъване е 4.6 m.

Вносител и дистрибутор:

Бикомед

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МЕДИЦИНАТА

София 1618, бул. „Цар Борис III“ №201А
тел:02/955 36 96, факс: 02/955 20 12
e-mail: office@bikomd.net

3M

3M България ЕООД
София 1766, Бизнес парк София, сграда 4, ет.2
тел. 02/960 19 11, www.3m.com