

ВОЛ, ИНЖЕКТОР И СЪВМЕСТИМИ ПЪЛНИТЕЛИ



Инжектор

Monarch® III

Каталожен номер

8065977773

Материал

титаниев автоклавируем инжектор за многократна употреба

Цвят

син

Одобрен за ВОЛ

AcrySof®

Одобрен пълнител

Monarh® III D, Monarch® III C, Monarch® II B, Monarch® II A

Одобрени вискозубстанции

Viscoat® , ProVisc®

Валидни за инжектор Monarch® пълнители (картриджи)

Тип пълнител	Monarh® III D	Monarch® III C	Monarch® II B	Monarch® II A
Каталожен номер	8065977763	8065977762	8065977758	8065977757
Препоръчителен размер на разреза (мм)	под 2,2	под 2,6	под 3.2	под 3,6

Одобрени видове ВОЛ и диоптри

AcrySof® IQ Monofocal (SN60WF, SA60WF)	+6.0D до +27.0D	+6.0D до +30.0D	+6.0D до +30.0D	
AcrySof® IQ Toric (SN6AT2 до T5)	+6.0D до +27.0D	+6.0D до +34.0D	+6.0D до +34.0D	
AcrySof® IQ Toric (SN6AT6 до T9)	+6.0D до +27.0D	+6.0D до +34.0D	+6.0D до +34.0D	
AcrySof® IQ PanOptix® (TFNT00)	+6.0D до +27.0D	+6.0D до +30.0D	+6.0D до +34.0D	
AcrySof® IQ PanOptix® Toric (TFNT20)	+6.0D до +27.0D	+6.0D до +30.0D	+6.0D до +34.0D	
AcrySof® IQ PanOptix® Toric (TFNTX0, T3 до T6)	+6.0D до +25.0D	+6.0D до +30.0D	+6.0D до +34.0D	
AcrySof IQ Vivity® (DFT015)	+10.0D до +25.0D	+10.0D до +30.0D		
AcrySof IQ Vivity® Toric (DFTx15, T2 до T6)	+10.0D до +25.0D	+10.0D до +30.0D		
AcrySof® Single Piece (DFTx15, T2 до T6)		+6.0D до +27.0D	+6.0D до +40.0D	
AcrySof® Multipiece (MA60AC)			+6.0D до +30.0D	+6.0D до +30.0D
AcrySof® Multipiece Expand Series (MA60MA)				-5.0D до +5.0D

Медицинско изделие.

За повече информация: "Бикомед" ООД
гр. София, бул. "Н.Й. Вапцаров" 53Б
тел: 02/955 36 95