

**3M****Tegaderm™**

Wound Care Solutions



# При наблюдение на хирургична рана е необходимо да виждате цялата картина.

## 3M™ Tegaderm™ Прозрачни абсорбиращи акрилни превръзки

Осигуряването на идеална среда за заздравяване на хирургичните рани и наблюдението на раните са двете най-важни неща за понижаване на риска от постоперативни инфекции на хирургичното място. От малки до големи разрези, прозрачните абсорбиращи акрилни превръзки Tegaderm осигуряват водоустойчива,<sup>1</sup> прозрачна<sup>2</sup> бариера, позволяваща активно наблюдение и своевременна интервенция без да се дразни раната<sup>3</sup>. Освен това по-дългият период<sup>4</sup>, през който превръзката може да остане върху раната, позволява на пациентите по-рано да започнат да се къпят под душ и да възобновят ежедневните си дейности.<sup>1</sup>



Превръзките се предлагат в пет размера за пълно покриване на разрези с дължина до 28 см.



# 3M™ Tegaderm™ Прозрачни абсорбиращи акрилни превръзки

3M работи в тясно сътрудничество с доставчиците на здравни услуги и разработва хирургични решения, включително свързани с постоперативна защита и грижа за хирургичните рани, които с помощта на науката подобряват изключително много клиничните резултати при пациентите. Нашата пълна гама от прозрачни абсорбиращи акрилни превръзки Tegaderm, с множество различни приложения, Ви дава възможност да изберете най-подходящата превръзка за съответното приложение.



## По-добра възможност за наблюдение

Изработена от прозрачно фолио и абсорбираща акрилна подложка от хидрофилен полимер,<sup>5</sup> прозрачната абсорбираща акрилна превръзка Tegaderm позволява на специалистите и пациентите да наблюдават хирургичната рана за различни признаци на инфекция.<sup>2</sup>



## По-дълъг период на защита

Времето от 7–28 дни<sup>4</sup>, през което превръзката може да остане върху раната, без да е необходимо да се сменят, осигурява на пациентите по-дълъг период на защита след изписване от болницата и им позволява да започнат да се къпят под душ по-рано<sup>1</sup>, без да е необходимо да свалят превръзката.



## Оптимална среда за заздравяване на раните

Предпазва от външни замърсители, телесни течности, бактерии, вируси и навлизане на вода<sup>1</sup>, като е изработена така, че да абсорбира умерено количество ексудат<sup>2</sup>, създавайки оптимална среда за заздравяване на раните.<sup>6</sup>

**Избор на размер на превръзката:** изберете превръзка с подходящия размер за Вашето приложение.

	Каталожен номер	Размер на подложката	Общ размер на превръзката	Дължина на разреза
	90800 Овална	3.8cm x 5.7cm	7.6cm x 9.5cm	≤ 2.5cm
	90801 Овална	6cm x 7.6cm	11.1cm x 12.7cm	≤ 4cm
	90803 Овална	8.5cm x 10.7cm	14.2cm x 15.8cm	≤ 10cm
	90815 Правоъгълна	4.5cm x 20cm	9cm x 25cm	≤ 18cm
	90817 Голяма правоъгълна	4.5cm x 30cm	9cm x 35cm	≤ 28cm

**Съвет за употреба:** Подложката на превръзката трябва да обхваща 1 cm извън краищата на разреза.

За допълнителна информация можете да се свържете с търговския представител на 3M Health Care за Вашия регион или да посетите <https://www.3mbulgaria.bg/>



3M Bulgaria

3M България

София, Бизнес парк София  
сграда 4, етаж 2,

Тел.: +359 2 960 19 11

<sup>1</sup> Непубликувани данни на 3M. EM-05-014684.

<sup>2</sup> Непубликувани данни на 3M. EM-05-000138.

<sup>3</sup> Непубликувани данни на 3M. EM-05-000003.

<sup>4</sup> Непубликувани данни на 3M. EM-05-014692, EM-05-014725. В зависимост от състоянието на раната/разреза и състоянието на околната кожа или ако това е клиничната практика, превръзките могат да не се сменят до 28 дни. Превръзките могат да не се сменят, докато не се намъкрат поради секреция от раната, не се отлепят или трябва да се отстранят за преглед на раната/разреза или по други клинични причини.

<sup>5</sup> Непубликувани данни на 3M EM-05-137984.

<sup>6</sup> Непубликувани данни на 3M EM-05-001314.

